

## Substitut de White spirit Biotech

Référence : 0730321



### Description

S'utilise prêt à l'emploi.

Dilution des peintures glycéro et vernis : maximum 5% sans modification sensible du temps de séchage car notre produit, sans COV, utilisé au-delà de 5% augmente le temps de séchage.

Nettoyage du matériel de peinture : verser dans un récipient puis y déposer le matériel de peinture. Laisser agir avant d'essuyer avec un chiffon propre et sec.

Nettoyage des taches de peintures fraîches : imbiber un chiffon propre, frotter les taches de peinture fraîche puis essuyer.

**Dans tous les cas, faire un essai préalable pour vérifier la compatibilité avec le support**

### Références produits

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ EN LITRE
0730321	1